


OUT OF BOX

EXPERIENCE



MINDMAP



Text → White, Sans Serif Font is clear to read. Brand is the first thing you see. The **product description** could be more evident.

Background → creates a trendy rather than clinical aesthetic but **blends in** with the black monitor.

BRAUN
VitalScan® 3
Wrist blood pressure monitor

Clinically proven accuracy **ESH** ✓

1. 2. 3.

120 SYS
80 DIA
71 PUL
D-M 29-04

Average function
Irregular heartbeat detection
90 Stores 90 memories

BBP 2200

Photo → shows scale and **visually communicates** how the product is used.



Icons → informative short descriptions, **symbols** could be **simpler**. 'ESH approved' and 'Clinically proven' icons are also emphasised.



Brand and Model are still clear

Description of the symbols in multiple languages, allows for same packaging internationally.

Warning box with diagrams explaining correct way to wear monitor, useful if he instructions inside are lost.



OMRON

M3 Comfort
AUTOMATIC UPPER ARM
BLOOD PRESSURE MONITOR

Intellisense

**360° Accuracy
Intelli Wrap Cuff**

OMRON
HEM-FL31
-41 1/4-1-2cm

140
88
86


START
STOP



Intelli Wrap Cuff Technology
For an easy and accurate reading

Irregular Heartbeat Detection
Indicates if irregular heartbeat is detected

* 360 degree by Kubota (European Society of Hypertension Congress, Osaka Symposium, June 2011)

All for Healthcare







Text →

Icons →

Boots
PHARMACEUTICALS

ADVANCED BLOOD PRESSURE MONITOR UPPER ARM *Unit*

✓ Clinically proven accuracy



- 90 MEMORIES
- 2 USERS
- IRREGULAR HEARTBEAT DETECTION
- ADVANCED AVERAGE READING
- EASY TO USE

Intelli sense

MEDIUM TO LARGE
CUFF SIZE

Background →

Photo →





Background →

Photo →



Text →

Icons →

OMRON
EVOLV

EN	OMRON connect mobile app can be used on iPhone / Android. Get connected. Access features on any phone.	Intégrer l'appli "Wing" à l'App Store / Android. Get connected. Accès toutes les fonctionnalités.	Directly measure heart rate.	Intelligence technology ensures accurate and consistent measurement.
DE	OMRON connect App für iPhone/Android verfügbar. Anmelden. Zugriff auf alle Funktionen.	Integrieren der App "Wing" für iPhone/Android. Anmelden. Zugriff auf alle Funktionen.	Bestimmte empfindliche Technologie	Intelligente Technologie gewährleistet präzise und konsistente Messungen.
ES	El nuevo OMRON connect para móviles. Funcionalidad. Conectar. Acceder a todas las funciones. Sigue a continuación.	Integrar Wing en las tiendas de aplicaciones de tu móvil. Conectar. Acceso a todas las funciones.	Directo de pulso arterial.	La tecnología inteligente garantiza mediciones precisas y consistentes.
FR	Le nouveau OMRON connect pour iPhone / Android. Connectez-vous. Accédez à toutes les fonctionnalités. Suivez les étapes ci-dessous.	Intégrer l'appli "Wing" à l'App Store / Android. Connectez-vous. Accès à toutes les fonctionnalités.	Obtenir des pulsations cardiaques précises.	La technologie intelligente garantit des mesures précises et cohérentes.
IT	OMRON connect. Applicazione mobile per iPhone/Android. Connetti. Accedi a tutte le funzioni. Segui le istruzioni.	Integrare l'app "Wing" nei negozi di app per iPhone/Android. Connetti. Accesso a tutte le funzioni.	Monitorare battiti cardiaci precisi.	La tecnologia intelligente garantisce misurazioni accurate e coerenti.
NL	OMRON connect App voor iPhone/Android. Aanmelden. Toegang tot alle functies. Volg de volgorde.	Integrer de app "Wing" in de app stores van iPhone/Android. Aanmelden. Toegang tot alle functies.	Direct meten van uw hartslag.	Intelligente technologie zorgt voor nauwkeurige metingen.
RU	Новое приложение OMRON connect для iPhone / Android. Подключитесь. Доступ ко всем функциям. Следуйте инструкциям.	Интегрируйте приложение "Wing" в магазины приложений iPhone/Android. Подключитесь. Доступ ко всем функциям.	Измерение пульса.	Интеллектуальная технология обеспечивает точные и стабильные измерения.
TR	Yeni OMRON connect mobil uygulama. iPhone/Android için. Bağlanın. Tüm özelliklere erişin. Aşağıdaki adımları izleyin.	Yeni OMRON connect mobil uygulamayı iPhone/Android için mağazalara yükleyin. Bağlanın. Tüm özelliklere erişin.	Doğrudan Kalp Ritmi Algılaması	Yeni teknoloji, doğru ve tutarlı ölçümler sağlar.
AR	OMRON connect تطبيق للهاتف المحمول. يمكن استخدامه على iPhone / Android. قم بتسجيل الدخول. يمكنك الوصول إلى جميع الميزات. اتبع الخطوات أدناه.	قم بتثبيت تطبيق "Wing" من متجر تطبيقات iPhone / Android. قم بتسجيل الدخول. يمكنك الوصول إلى جميع الميزات.	قياس معدل ضربات القلب مباشرة.	تكنولوجيا ذكية تضمن دقة واتساق القياسات.

Distributed by

4 015672 110465

Model Codes: EVOLV (HEM 7020T-E)

OMRON
EVOLV

EN	Wing movement indicator	Wing/Gate	Directly measure heart rate	Intelligence technology ensures accurate and consistent measurement.
DE	Flügelbewegungsanzeiger	Flügel/Gate	Bestimmte empfindliche Technologie	Intelligente Technologie gewährleistet präzise und konsistente Messungen.
ES	Indicador de movimiento de la aleta	Ala/Porta	Directo de pulso arterial	La tecnología inteligente garantiza mediciones precisas y consistentes.
FR	Indicateur de mouvement de l'ailette	Indicateur d'installation correcte de l'ailette	Obtenir des pulsations cardiaques précises	La technologie intelligente garantit des mesures précises et cohérentes.
IT	Indicatore di movimento alette	Indicatore di installazione corretta dell'ala	Monitorare battiti cardiaci precisi	La tecnologia intelligente garantisce misurazioni accurate e coerenti.
NL	Ala-bewegingsaanwijzer	Correcte aletten op de monitor	Direct meten van uw hartslag	Intelligente technologie zorgt voor nauwkeurige metingen.
RU	Индикатор движения крыла	Индикатор правильной установки крыла	Измерение пульса	Интеллектуальная технология обеспечивает точные и стабильные измерения.
TR	Kanall hareketi göstergesi	Kanallın doğru şekilde monte edilmiş olduğunu gösteren göstergesi	Doğrudan Kalp Ritmi Algılaması	Yeni teknoloji, doğru ve tutarlı ölçümler sağlar.
AR	مؤشر حركة الشفرة	مؤشر التثبيت الصحيح للشفرة	قياس معدل ضربات القلب مباشرة	تكنولوجيا ذكية تضمن دقة واتساق القياسات.



connect
OMRON

iPhone & Android™
Bluetooth®
SMART

INTELLI WRAP
OK

No tubes, no wires. Simply accurate.



GET CONNECTED



ACCESS ANYTIME



SEE PROGRESS

Download on the **App Store** | GET IT ON **Google Play**

For a list of supported smartphones visit omronconnect.com/devices
For more details and available countries/languages visit omronconnect.com



medicare⁺



IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTION



MEMORY
X 120
3 USERS



WHO Risk
Category
Indicator








MD-638

UPPER ARM

Automatic Blood Pressure Monitor



CLINICALLY PROVEN ACCURACY



medicare⁺



IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTION



MEMORY
X 120
3 USERS



WHO RISK
CATEGORY
INDICATOR



MD-638

UPPER ARM

Blood Pressure Monitor

✓ Clinically Proven Accuracy

medicare⁺



IRREGULAR
HEARTBEAT
DETECTION



MEMORY
X 120
3 USERS



WHO RISK
CATEGORY
INDICATOR



MD-638

UPPER ARM

Automatic Blood Pressure Monitor

Clinically
Proven
Accuracy

medicare⁺

Blood Pressure Monitor
UPPER ARM UNIT

✓ Clinically Proven Accuracy



MD-638





IRREGULAR HEARTBEAT DETECTION
Indicates that an irregular heartbeat is detected



WHO RISK CATEGORY INDICATOR
Classifies your reading into to **WHO** (World Heal Organisation) blood pressure classifications



120 MEMORY IN 3 DAY
3 zones of 40 memory each with date and time



AVERAGE
Automatically averages last 3 measurements



ONE TOUCH OPERATION



3 USERS

MD-638









Blood Pressure Monitor UPPER ARM UNIT



MD-638

World Health Organisation blood pressure classification

-  **Grade 3**
Severe Hypertension
-  **Grade 2**
Moderate Hypertension
-  **Grade 1**
Mild Hypertension
-  **High-Normal**
-  **Normal**
-  **Optimal**



LIFESense®

A2-Blood Pressure Monitor



Blood Pressure Monitor
UPPER ARM UNIT



MD-638



Blood Pressure Monitor UPPER ARM UNIT



MD-638




CLINICALLY
PROVEN
ACCURACY

Blood Pressure Monitor


UPPER ARM UNIT



MD-638



World Health Organisation blood pressure classification



IRREGULAR HEARTBEAT DETECTION
Indicates that an irregular heartbeat is detected



CATEGORY INDICATOR
Indicates your **WHO** (World Health Organisation) blood pressure classification



AVERAGE
Automatically averages last 3 measurements



ONE TOUCH OPERATION




120 MEMORY IN 3 DAY
3 zones of 40 memory each with date and time




3 USERS

MD-638






1 Fold open the monitor and place the 4 AA batteries inside.




2 Strap the cuff onto your LEFT upper arm (approx. 1 inch above elbow). Relax your arm and turn it upwards.




3 Plug the cuff into the blood pressure monitor.



4 Press the  button to turn on device.



5 Now press the USER button and select User 1,2 or 3 using the arrow keys located on the side of the device .



6 Press the START button and wait 1-2 min for the monitor to take your blood pressure.



7 Your results will now be displayed on screen and your blood pressure level will light up on the WHO scale.



8 To recall data, simply press the MEM button. The monitor will turn off automatically when not in use.

